



Szpatułka do tkanek



Szpatułka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer.	Dł. całk.
	B-0481	Szpatułka do tkanek	55 x 10 mm	150 mm
	B-0482	Szpatułka do tkanek	55 x 15 mm	150 mm
	B-0483	Szpatułka do tkanek	55 x 20 mm	150 mm

Opis

Szpatułka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Autoklawowalna.