



Szpatułka z giętkim ostrzem

Szpatułka w całości wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Ostrze charakteryzuje się giętkością. Autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer.	Dł. całk.
	B-0480	Szpatułka z giętkim ostrzem	210 x 30 mm	340 mm

Opis

Szpatułka w całości wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Ostrze charakteryzuje się giętkością. Autoklawowalna.