



Probówki wirówkowe Eppendorf - poj. 15 i 50 ml

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Stożkowodenne probówki typu falcon wykonane z najwyższej jakości polipropylenu (zakrętka z HDPE). Oryginalny produkt firmy Eppendorf. Produkowane bez użycia biocydów, środków poślizgowych i plastyfikatorów. Nadają się zarówno do stosowania w hodowlach komórkowych jak i w standardowych procedurach laboratoryjnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	K-7571	Probówki wirówkowe Eppendorf	15 ml	17 x 121 mm	przeźroczyste	PCR Clean i sterylne	20 x 25 szt.	500 szt.	0030 122.160
	K-7572	Probówki wirówkowe Eppendorf	15 ml	17 x 121 mm	bursztynowe	PCR Clean i sterylne	4 x 50 szt.	200 szt.	0030 122.194
	K-0047	Probówki wirówkowe Eppendorf	15 ml	17 x 121 mm	przeźroczyste	PCR Clean i sterylne	10 x 50 szt.	500 szt.	0030 122.151
	K-7573	Probówki wirówkowe Eppendorf	15 ml	17 x 121 mm	przeźroczyste	Forensic DNA Grade	pak. ind.	100 szt.	0030 122.259
	K-0048	Probówki wirówkowe Eppendorf	50 ml	30 x 116 mm	przeźroczyste	PCR Clean i sterylne	20 x 25 szt.	500 szt.	0030 122.178
	K-7581	Probówki wirówkowe Eppendorf	50 ml	30 x 116 mm	przeźroczyste	PCR Clean i sterylne	12 x 25 szt.	300 szt.	0030 122.186
	K-7582	Probówki wirówkowe Eppendorf	50 ml	30 x 116 mm	bursztynowe	PCR Clean i sterylne	8 x 25 szt.	200 szt.	0030 122.224
	K-7583	Probówki wirówkowe Eppendorf	50 ml	30 x 116 mm	przeźroczyste	Forensic DNA Grade	pak. ind.	48 szt.	0030 122.267

Opis

Probówki typu falcon wykonane z najwyższej jakości polipropylenu z zakrętką z HDPE. Oryginalny produkt firmy Eppendorf. Produkowane bez użycia biocydów, środków poślizgowych i plastyfikatorów. Nadają się zarówno do stosowania w hodowlach komórkowych jak i w standardowych procedurach laboratoryjnych. Posiadają wygodne, duże pole opisowe, zaś zakrętka o specjalnej konstrukcji ułatwia korzystanie z probówek. Dla próbek wrażliwych na światło dostępne są probówki bursztynowe.

Stożkowodenne probówki wirówkowe Eppendorf oferowane są w dwóch rodzajach czystości: sterylne, wolne od DNaz, DNA, RNaz i pirogenów lub Forensic DNA Grade.

Z możliwością wirowania do 19 500 x g.

Odporne na temperatury w zakresie -86°C do 100°C.