



Środek do dezynfekcji Pursept[®] AF

schülke →

Środek do dezynfekcji powierzchni, którego skład oparty jest na czwartorzędowych związkach amoniowych. Nie zawiera aldehydów. Doskonale czyści powierzchnie, w tym powierzchnie wrażliwe. Ma przyjemny zapach limonki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność
	230125	Środek do dezynfekcji Pursept [®] AF - koncentrat	kanister	5 l

Opis

Pursept[®] AF to środek do dezynfekcji powierzchni, którego skład oparty jest na czwartorzędowych związkach amoniowych. Nie zawiera aldehydów. Doskonale czyści powierzchnie, w tym powierzchnie wrażliwe. Ma przyjemny zapach limonki.

Pursept[®] AF oferowany jest w formie bardzo wydajnego koncentratu w 5 l kanistrze do przygotowania roztworu z wodą. Charakteryzuje się wysoką skutecznością mikrobójczą. Inaktywuje norowirusy.