



Antybakteryjne mydło w płynie Episan

Antybakteryjne mydło w płynie Episan o neutralnym dla skóry pH. Charakteryzuje się przyjemnym zapachem. Jest bezbarwne i delikatne dla skóry. Idealne do codziennego stosowania. Episan dostarczany jest w praktycznym dozowniku o pojemności 500 ml wyposażonym w pompkę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	601612	Antybakteryjne mydło w płynie Episan	500 ml

Opis

Antybakteryjne mydło w płynie Episan o neutralnym dla skóry pH. Charakteryzuje się przyjemnym zapachem. Jest bezbarwne i delikatne dla skóry. Idealne do codziennego stosowania. Episan dostarczany jest w praktycznym dozowniku o pojemności 500 ml wyposażonym w pompkę.