



Smoczek do pipet - silikonowy



Silikonowy smoczek do pipet. Przeznaczony m.in. do szklanych pipet Pasteura.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Szt./Op.
	L-1118	Gumowy smoczek do pipet - silikonowy	mleczny	1,8 ml	1 szt.

Opis

Smoczek do pipet wykonany z silikonu w kolorze mlecznym, o pojemności 1,8 ml. Przeznaczony między innymi do szklanych pipet Pasteura. Elastyczny silikon jest odporny nawet na wielokrotne odkształcanie.