



Probówki wirówkowe z PTFE

cowie[®]

Probówki w całości wykonane z PTFE. Dostarczane w zestawie z zakrętką. Posiadają wytrzymałe ścianki. Dostępne w dwóch wersjach: okrągło- i stożkowodennej. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dno	Pojemność	Śr.zew. x wys.	Gr. ścianki	Szt./Op.
	B-3550	Probówka wirówkowa z PTFE	zaokrąglone	8 ml	12 x 100 mm	1,0 mm	1 szt.
	B-3551	Probówka wirówkowa z PTFE	zaokrąglone	17 ml	18 x 100 mm	1,5 mm	1 szt.
	B-3552	Probówka wirówkowa z PTFE	zaokrąglone	50 ml	25 x 140 mm	2,0 mm	1 szt.
	B-3553	Probówka wirówkowa z PTFE	stożkowe	13 ml	16 x 100 mm	1,5 mm	1 szt.
	B-3554	Probówka wirówkowa z PTFE	stożkowe	18 ml	18 x 120 mm	1,5 mm	1 szt.
	B-3555	Probówka wirówkowa z PTFE	stożkowe	45 ml	25 x 150 mm	2,0 mm	1 szt.

Opis

Probówki w całości wykonane z PTFE. Dostarczane w zestawie z zakrętką. Posiadają wytrzymałe ścianki. Dostępne w dwóch wersjach: okrągło- i stożkowodennej. Autoklawowalne.

Maks. temp.: 280°C.

Możliwość wirowania do: 20000 x g.