



Szpatułka-łyżeczka, prosta



Szpatułka-łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej łyżkę. Autoklawowalna (z wyjątkiem B-0619).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wym. szpatułki (dł. x szer.)	Wymiary łyżeczki (dł. x szer.)	Dł. całk.
	B-0613	Szpatułka-łyżeczka - prosta	30 x 20 mm	31 x 23 mm	120 mm
	B-0614	Szpatułka-łyżeczka - prosta	32 x 22 mm	38 x 27 mm	150 mm
	B-0615	Szpatułka-łyżeczka - prosta	32 x 22 mm	40 x 28 mm	180 mm
	B-0616	Szpatułka-łyżeczka - prosta	32 x 22 mm	40 x 28 mm	210 mm
	B-0617	Szpatułka-łyżeczka - prosta	45 x 32 mm	50 x 35 mm	250 mm
	B-0618	Szpatułka-łyżeczka - prosta	50 x 37 mm	55 x 41 mm	300 mm
	B-0619	Szpatułka-łyżeczka - prosta - pokryta PTFE	32 x 22 mm	40 x 28 mm	180 mm

Opis

Szpatułka-łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej łyżkę. Autoklawowalna (z wyjątkiem B-0619).