



Łyżeczka okrągła

Łyżeczka o zaokrąglonym kształcie. Trzonek okrągły. Wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica łyżeczki	Dł. całk.
	B-0637	łyżeczka okrągła	25 mm	120 mm
	B-0638	łyżeczka okrągła	25 mm	150 mm
	B-0639	łyżeczka okrągła	25 mm	180 mm
	B-0640	łyżeczka okrągła	30 mm	210 mm
	B-0641	łyżeczka okrągła	35 mm	250 mm
	B-0642	łyżeczka okrągła	35 mm	300 mm

Opis

Łyżeczka o zaokrąglonym kształcie. Trzonek okrągły. Wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Autoklawowalna.