

Łyżeczka okrągła



GEFU[®]

Łyżeczka okrągła wykonana z matowanej stali szlachetnej 18/10. Kształt trzonka umożliwia zawieszenie. Autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica łyżeczki	Dł. całk.
	B-0644	Łyżeczka okrągła	11 ml	35 mm	134 mm

Opis

Łyżeczka okrągła wykonana z matowanej stali szlachetnej 18/10. Kształt trzonka umożliwia zawieszenie. Autoklawowalna.

Dł. rączki: 96 mm.