



## Probówki Eppendorf Safe-Lock - Biopur

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Sterylnie probówki firmy Eppendorf. Produkowane bez środków poślizgowych, plastifikatorów i biocydów. Z zamknięciem typu Safe-Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Odporne na wirowanie do 22 000 x g.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                        | Pojemność | Stopień czystości | Nr producenta | Szt./Op. |
|-----------|---------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|----------|
|           | K-7491  | Probówki Eppendorf Safe-Lock | 0,5 ml    | Biopur            | 0030 121.570  | 50 szt.  |
|           | K-7492  | Probówki Eppendorf Safe-Lock | 1,5 ml    | Biopur            | 0030 121.589  | 100 szt. |
|           | K-7493  | Probówki Eppendorf Safe-Lock | 2,0 ml    | Biopur            | 0030 121.597  | 100 szt. |

### Opis

Eppendorf Safe-Lock – **Biopur** to oryginalne probówki firmy [Eppendorf](https://www.eppendorf.com). Produkowane bez plastifikatorów, biocydów i środków poślizgowych, mogących przenikać do próbki i zakłócać wyniki badań. Wykonane są z polipropylenu o najwyższej czystości. **Certyfikowana sterylność.** Zamknięcie typu Safe-Lock chroni przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki, natomiast szczelna pokrywa zapobiega wyparowywaniu zawartości nawet przy długotrwałym przechowywaniu. Matowa powierzchnia boczna i pokrywa umożliwiają wygodne opisywanie próbek. Mogą być stosowane w bardzo szerokim zakresie temperatur: od -86°C do 100°C. Mogą być ponownie sterylizowane w temperaturze 121°C przez 20 minut (z otwartym wieczkiem). Wyjątkowo wytrzymałe na wirowanie do **22 000 x g**.

Probówki z zamknięciem na zawiasie typu Safe-Lock **Biopur** są sterylne (sterylizowane radiacyjnie bądź tlenkiem etylenu), wolne od DNaz, RNaz, pirogenów, ATP, ludzkiego i bakteryjnego (*E. coli*) DNA oraz inhibitorów PCR.

Oferowane są w 3 pojemnościach: 0,5 ml, 1,5 ml oraz 2,0 ml. Pakowane są indywidualnie w blistry po 50 szt (poj. 0,5 ml) lub po 100 szt. (poj. 1,5 ml oraz 2,0 ml).