



Otwieracze z PE do probówek reakcyjnych - Scientific Specialties

Otwieracz i zamykacz do probówek reakcyjnych o poj. 0,5/1,5/2,0 /2,2 ml.
Przyrząd dotyka jedynie zewnętrznej krawędzi pokrywki, dzięki czemu sterylność zostaje w pełni zachowana. Odporny na chemikalia. Wytrzymały termicznie w temp. do 85°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	1-3105	Otwieracze z PE do probówek reakcyjnych	10 szt.

Opis

Otwieracz i zamykacz do probówek reakcyjnych o poj. 0,5/1,5/2,0 /2,2 ml.
Przyrząd dotyka jedynie zewnętrznej krawędzi pokrywki, dzięki czemu sterylność zostaje w pełni zachowana. Odporny na chemikalia. Wytrzymały termicznie w temp. do 85°C