




Klipsy zamykające do probówek



Klipsy uniemożliwiające przypadkowe otwarcie bądź rozszczelnienie probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 ml i 1,7 ml. Nadają się do stosowania w łaźniach wodnych i lodowych, autoklawach oraz w ciekłym azocie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	B-0159	Klipsy zamykające do probówek typu Eppendorf o poj. 1,5-1,7 ml	jasnoniebieskie	100 szt.

Opis

Klipsy uniemożliwiające przypadkowe otwarcie bądź rozszczelnienie probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 ml i 1,7 ml. Nadają się do stosowania w łaźniach wodnych i lodowych, autoklawach oraz w ciekłym azocie.