



## Naklejki Tough-Tags<sup>®</sup> na rolce - prostokątne



Naklejki wykonane z chemicznie obojętnego poliestru. Przeznaczone do opisywania ręcznego. Prostokątne. Etykiety Tough-Tags<sup>®</sup> pasują do probówek o poj. 1,5/2 ml. Bardzo trwałe. Nie odklejają się w czasie sterylizacji parą wodną, nie odpadają w zamrażarkach i wirówkach. Nie ulegają wyschnięciu.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                           | Do naczyń  | Kolor         | Długość | Szerokość |
|-----------|---------|---------------------------------|------------|---------------|---------|-----------|
|           | B-3604  | Naklejki na rolce - prostokątne | 0,5 ml     | biały         | 23 mm   | 13 mm     |
|           | B-3605  | Naklejki na rolce - prostokątne | 0,5 ml     | niebieski     | 23 mm   | 13 mm     |
|           | B-3606  | Naklejki na rolce - prostokątne | 0,5 ml     | żółty         | 23 mm   | 13 mm     |
|           | B-3607  | Naklejki na rolce - prostokątne | 0,5 ml     | zielony       | 23 mm   | 13 mm     |
|           | B-3608  | Naklejki na rolce - prostokątne | 0,5 ml     | czerwony      | 23 mm   | 13 mm     |
|           | B-3609  | Naklejki na rolce - prostokątne | 0,5 ml     | przeźroczysty | 23 mm   | 13 mm     |
|           | B-3580  | Naklejki na rolce - prostokątne | 1,5/2,0 ml | biały         | 32 mm   | 13 mm     |
|           | B-3610  | Naklejki na rolce - prostokątne | 1,5/2,0 ml | niebieski     | 32 mm   | 13 mm     |
|           | B-3611  | Naklejki na rolce - prostokątne | 1,5/2,0 ml | żółty         | 32 mm   | 13 mm     |
|           | B-3612  | Naklejki na rolce - prostokątne | 1,5/2,0 ml | zielony       | 32 mm   | 13 mm     |
|           | B-3613  | Naklejki na rolce - prostokątne | 1,5/2,0 ml | czerwony      | 32 mm   | 12 mm     |
|           | B-3614  | Naklejki na rolce - prostokątne | 1,5/2,0 ml | przeźroczysty | 32 mm   | 12 mm     |

### Opis

Naklejki Tough-Tags<sup>®</sup> są wykonane z chemicznie obojętnego poliestru. Przeznaczone do opisywania ręcznego. Prostokątne. Pasują do probówek o poj. 1,5/2 ml. Bardzo trwałe. Nie odklejają się w czasie sterylizacji parą wodną, nie odpadają w zamrażarkach i wirówkach. Nie ulegają wyschnięciu. Znakomicie przylegają do ścianek probówki. Mogą być opisywane prawie

wszystkimi pisakami. Odporne na temperatury od -40 do +121°C. Kolor biały. Dostarczane na rolce w pudełku (1000 naklejek).