



## Krem ochronny Laboderm®

Łatwo i szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy. Z ochroną UV. Nadaje się także do skóry wrażliwej. pH neutralne. Nie wywołuje alergii. Wspomaga naturalne natłuszczenie skóry. Polecany do użytku przed i po kontakcie z chemikaliami. Stosować na oczyszczoną skórę dłoni.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                   | Rodzaj pak. | Ilość |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------|-------|
|  | 1-6040  | Krem ochronny Laboderm® | tubka       | 50 g  |

### Opis

Łatwo i szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy. Z ochroną UV. Nadaje się także do skóry wrażliwej. pH neutralne. Nie wywołuje alergii. Wspomaga naturalne natłuszczenie skóry. Polecany do użytku przed i po kontakcie z chemikaliami. Stosować na oczyszczoną skórę dłoni.

**Kolor:** lekko żółtawy.

**Zapach:** delikatny.