



Krem ochronny Laboderm[®] N

Neutralny krem laboratoryjny do ochrony skóry. Łatwo i szybko się wchłania. Po zaaplikowaniu nie pozostawia klejącej czy tłustej warstwy. Z filtrem UV i wysokiej jakości substancjami czynnymi specjalnie dla skóry wrażliwej. Testowany dermatologicznie. Nie wywołuje alergii. Wspomaga naturalne natłuszczenie skóry. Przeznaczony do użytku przed i po kontakcie z chemikaliami. Stosować na oczyszczoną skórę dłoni.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-6039	Krem ochronny Laboderm [®] N, tubka 50 g

Opis

Neutralny krem laboratoryjny do ochrony skóry. Łatwo i szybko się wchłania. Po zaaplikowaniu nie pozostawia klejącej czy tłustej warstwy. Z filtrem UV i wysokiej jakości substancjami czynnymi specjalnie dla skóry wrażliwej. Testowany dermatologicznie. Nie wywołuje alergii. Wspomaga naturalne natłuszczenie skóry. Przeznaczony do użytku przed i po kontakcie z chemikaliami. Stosować na oczyszczoną skórę dłoni.

Kolor: biały.

Zapach: neutralny, bez dodatków perfumujących.