



Tabletki PBS



Tabletki PBS do sporządzania buforowanego roztworu soli o pH 7,45, bez konieczności wykonywania naważek poszczególnych składników. Jedna tabletkę pozwala na sporządzenie 500 ml roztworu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	18912-014	Tabletki PBS	100 szt.

Opis

Bufor PBS jest często stosowany w hodowli komórkowej, np. do przemywania i transportowania komórek lub tkanek, rozcieńczania komórek do zliczania. **Tabletki PBS** pozwalają w szybko, ale dokładnie przygotować buforowany fosforem roztwór soli (**pH 7,45**). Jedną tabletkę PBS należy rozpuścić w 500 ml wody destylowanej. pH otrzymanego roztworu będzie wynosiło dokładnie 7,45.

Zastosowanie PBS w tabletkach pozwala na wielokrotne uzyskiwanie roztworów o dokładnie takim samym składzie.

Tabletki PBS nie zawierają jonów wapnia, magnezu oraz czerwieni fenolowej.