



## Chusteczki czyszczące Alkotip<sup>®</sup> - z mikrowłókien, nasączone alkoholem

Wykonane z mikrowłókna. Zawierają 70% alkoholu izopropylowego dla łagodnej dezynfekcji. Nie strzępią się. Nadają się także do odkażania skóry przed zastrzykami. Dla ochrony przed wysuszeniem dostarczane w oddzielnych perforowanych torebkach z wewnętrzną powłoką aluminiową zabezpieczającą przed utratą wilgotności.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                         | Wymiary    | Szt./Op. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|----------|
|  | L-1602  | Chusteczki czyszczące Alkotip | 30 x 65 mm | 100 szt. |
|  | L-1604  | Chusteczki czyszczące Alkotip | 45 x 83 mm | 100 szt. |

### Opis

Chusteczki Alkotip<sup>®</sup> wykonane z mikrowłókien. Zawierają 70% alkoholu izopropylowego dla łagodnej dezynfekcji. Nie strzępią się. Nadają się także do odkażania skóry przed zastrzykami. Dla ochrony przed wysuszeniem dostarczane w oddzielnych perforowanych torebkach z wewnętrzną powłoką aluminiową zabezpieczającą przed utratą wilgotności.