



## Ręczniki higieniczne - składane

Wysokogatunkowe ręczniki higieniczne. Pasują do pojemników dozujących o Nr-Art. 2-1427 i 2-1429. Dwuwarstwowe. Szybko wchłaniają wilgoć. Doskonała wytrzymałość na przemoknięcie. Antybakteryjne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	2-1410	Ręczniki higieniczne białe, rozmiar 1	160 szt.
	2-1412	Ręczniki higieniczne zielone, rozmiar 1	160 szt.
	2-1411	Ręczniki higieniczne białe, rozmiar 2	120 szt.
	2-1413	Ręczniki higieniczne zielone, rozmiar 2	120 szt.

### Opis

Wysokogatunkowe ręczniki higieniczne. Pasują do pojemników dozujących o Nr-Art. 2-1427 i 2-1429. Dwuwarstwowe. Szybko wchłaniają wilgoć. Doskonała wytrzymałość na przemoknięcie. Antybakteryjne.

**Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.):** 25 x 11 x 9 cm.

**Rozmiar ręcznika 1 (dł. x szer.):** 23 x 25 cm, 160 arkuszy w opakowaniu;

**Rozmiar ręcznika 2 (dł. x szer.):** 31 x 25 cm, 120 arkuszy w opakowaniu.