

Marker II Superfrost



Pisak do opisywania szkiełek mikroskopowych lub powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych itp. Odporny na wodę. Szybkoschnący. Idealny do stosowania w histologii i cytologii. Naniesione oznaczenia można usunąć mieszaniną etanolu i ksylenu. Może być użytkowany w temperaturach od -15°C do 100°C. Bardzo cienka końcówka (0,6 mm), do wykonywania precyzyjnych oznaczeń.

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	L-0170	Marker II Superfrost	czarny
	L-0171	Marker II Superfrost	czerwony

Opis

Pisak do opisywania szkiełek mikroskopowych lub powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych itp. Odporny na wodę. Szybkoschnący. Idealny do stosowania w histologii i cytologii. Naniesione oznaczenia można usunąć mieszaniną etanolu i ksylenu. Może być użytkowany w temperaturach od -15°C do 100°C. Bardzo cienka końcówka (0,6 mm), do wykonywania precyzyjnych oznaczeń.