



Dozownik 1 l w systemie zamkniętym



Hermetyczny system dozujący zamknięty bez dostępu powietrza.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	P-2256	Dozownik 1 l w systemie zamkniętym	biały
	P-2257	Dozownik 1 l w systemie zamkniętym	biało-fioletowy

Opis

Dozownik do wkładów o poj. 1 l działa w hermetycznym systemie zamkniętym bez dostępu powietrza. Dozownik jest bardzo prosty w użyciu i łatwy w montażu. Wymiana wkładów przebiega w sposób szybki i higieniczny. Każda doza płynu ma pojemność 0,5 ml. Dozownik wykonany jest z tworzywa ABS o dużej odporności na działanie alkoholu.