



Pomпки dozujące Medisept



Pomпки dozujące do preparatów Medisept. Zwykłe lub trójdyszowe. Jednorazowo dozują ok. 2 ml preparatu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Śr. gwintu
	P-2258	Pompka spray dozująca - trójdyszowa	butelki Velodes Silk, Velodes Soft o poj. 500 ml	24 mm
	P-2262	Pompka dozująca do żeli i płynów	butelki Velodes o poj. 500 ml	24 mm
	P-2260	Pompka spray dozująca - trójdyszowa	butelki Velodes Silk, Velodes Soft o poj. 1000 ml	28 mm
	P-2263	Pompka dozująca do żeli i płynów	butelki Velodes o poj. 1000 ml	28 mm

Opis

Pomпки przeznaczone do płynów dezynfekujących Medisept. Jednorazowo dozują ok. 2 ml preparatu.

Pomпки trójdyszowe przeznaczone są do serii Velodes Soft oraz Velodes Silk. Rozmiar gwintu to 24 mm. Zwykłe pomпки o większej średnicy (28 mm) pasują do wszystkich żelów i płynów serii Velodes