



Pojemniki dozujące na ręczniki

Solidne pojemniki dozujące wykonane z tworzywa sztucznego. Dostępne w dwóch rozmiarach. Przeznaczone do montażu na ścianie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary (szer. x wys. x gł.)
	2-1429	Pojemnik dozujący na 250 ręczników	332 x 291 x 135 mm
	2-1427	Pojemnik dozujący na 1000 ręczników	332 x 291 x 135 mm

Opis

Solidne pojemniki dozujące wykonane z tworzywa sztucznego. Dostępne w dwóch rozmiarach. Przeznaczone do montażu na ścianie.

Kolor: biały.

Do pojemników pasują ręczniki higieniczne Nr-Art. 2-1410 do 2-1413.