



Statyw laboratoryjny z podstawą w kształcie litery H

Statyw laboratoryjny z podstawą w kształcie litery H – w zestawie z prętem i łącznikiem krzyżowym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	L-1356	Statyw laboratoryjny z podstawą w kształcie litery H

Opis

Statyw laboratoryjny wykonany ze stali. Z czarną podstawą w kształcie litery H. Wysokość całkowita 50 cm. Podstawa ma wymiary 21,0 x 20,5 cm i wysokość 2,5 cm. W zestawie znajduje się pręt o średnicy 12 mm i długości 50 cm oraz zacisk z mufą. Ciężar całkowity 1,2 kg.