



Rysik laboratoryjny z końcówką wolframową



Rysik do szkła z bardzo twardą końcówką. Końcówka wykonana z wolframu. Graweruje szkło, ceramikę i plastik. W kształcie długopisu. Z klipsem do zawieszenia oraz przyciskiem umożliwiającym schowanie końcówki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-5030	Rysik laboratoryjny z końcówką wolframową

Opis

Rysik do szkła z bardzo twardą końcówką. Końcówka wykonana z wolframu. Graweruje szkło, ceramikę i plastik. W kształcie długopisu. Z klipsem do zawieszenia oraz przyciskiem umożliwiającym schowanie końcówki.