



## **Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol® rapid**

**B | BRAUN**

Środek na bazie alkoholu, do bezpośredniego użycia, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Nie zawiera aldehydów i alkiloaminy. Bakteriobójczy (w tym MRSA i TB), grzybobójczy, wirusobójczy wobec wirusów otoczkowych (w tym HBV, HIV, HCV i norowirusy FCV/MNV) i bezotoczkowych.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                             | Rodzaj pak.                      | Pojemność |
|-----------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|           | B-1591  | Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol® rapid | butelka uzupełniająca            | 250 ml    |
|           | B-1592  | Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol® rapid | butelka ze spryskiwaczem         | 250 ml    |
|           | B-1593  | Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol® rapid | okrągła butelka bez spryskiwacza | 1 l       |
|           | B-1594  | Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol® rapid | butelka ze spryskiwaczem         | 1 l       |
|           | B-1595  | Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol® rapid | kanister                         | 5 l       |

### **Opis**

Meliseptol® rapid to środek na bazie alkoholu, do bezpośredniego użycia. Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Nie zawiera aldehydów i alkiloaminy. Bakteriobójczy (w tym MRSA i TB), grzybobójczy, wirusobójczy wobec wirusów otoczkowych (w tym HBV, HIV, HCV i norowirusy FCV/MNV) i bezotoczkowych. Przeznaczony do bezpośredniego użycia.

**Czas działania** - 1 minuta (do inaktywacji wirusów czas ekspozycji należy wydłużyć do 10 minut).