



Meliseptol[®] - płyn do dezynfekcji

B | BRAUN

Środek na bazie alkoholu, do bezpośredniego użycia, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Nie zawiera aldehydów i alkiloaminy. Bakteriobójczy (w tym MRSA i TB), grzybobójczy, wirusobójczy wobec wirusów otoczkowych (w tym HBV, HIV, HCV), likwiduje wirusy rota, krowianki (VACV) i adenowirusy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność
	B-1585	Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol [®]	butelka ze spryskiwaczem	250 ml
	B-1586	Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol [®]	okrągła butelka bez spryskiwacza	1 l
	B-1588	Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol [®]	butelka uzupełniająca	1 l
	B-1587	Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol [®]	kanister	5 l

Opis

Środek na bazie alkoholu, do bezpośredniego użycia, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Nie zawiera aldehydów i alkiloaminy. Bakteriobójczy (w tym MRSA i TB), grzybobójczy, wirusobójczy wobec wirusów otoczkowych (w tym HBV, HIV, HCV), likwiduje wirusy rota, krowianki (VACV) i adenowirusy. Przeznaczony do bezpośredniego użycia.

Czas działania – 5 minut.