



Statyw z taśmami do oznaczania - zestaw

Zestaw składający się z następujących elementów:

- metalowy dozownik do taśm (Nr-Art. B-0921),
- taśmy do oznaczania (szer. 13 mm x dł. 12,7 m) - 10 rolek, kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, beżowy, łososiowy, fioletowy, lawendowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-3571	Taśmy do oznaczania, zestaw	1 zestaw

Opis

Zestaw składający się z następujących elementów:

- metalowy dozownik do taśm (Nr-Art. B-0921),
- taśmy do oznaczania (szer. 13 mm x dł. 12,7 m) - 10 rolek, kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, beżowy, łososiowy, fioletowy, lawendowy.