



Trilux

Uniwersalny detergent do mycia szkła laboratoryjnego. Łatwy do wypłukania z czyszczonych powierzchni, nie pozostawia zmętnień, zacieków itp. Biodegradowalny. Nie niszczy skóry dłoni.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność
	B-0114	Trilux	butelka	1,0 l
	B-0113	Trilux	kanister	5,0 l

Opis

Uniwersalny detergent do mycia szkła laboratoryjnego. Łatwy do wypłukania z czyszczonych powierzchni, nie pozostawia zmętnień, zacieków itp. Biodegradowalny. Nie niszczy skóry dłoni.