



## Kolorowe taśmy Write-On™ do opisywania



Przeznaczone do szklanych i plastikowych naczyń laboratoryjnych, np. statywów, probówek itp. Przyklejają się do wszystkich czystych powierzchni, także tych z powłoką antyadhezyjną. Nie pozostawiają śladów po oderwaniu. Oznaczenia naniesione długopisem lub tuszem nie ulegają rozmazaniu. Odporne na wilgoć i rozpuszczalniki. Wytrzymałe na wielokrotne podgrzewanie oraz temperatury do -73°C.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                        | Szerokość | Kolor        | Dł. rolki |
|-----------|---------|------------------------------|-----------|--------------|-----------|
|           | 6-2480  | Kolorowa taśma do opisywania | 12,5 mm   | biały        | 36 m      |
|           | 6-2483  | Kolorowa taśma do opisywania | 12,5 mm   | czerwony     | 36 m      |
|           | 6-2486  | Kolorowa taśma do opisywania | 12,5 mm   | żółty        | 36 m      |
|           | 6-2490  | Kolorowa taśma do opisywania | 12,5 mm   | zielony      | 36 m      |
|           | 6-2493  | Kolorowa taśma do opisywania | 12,5 mm   | niebieski    | 36 m      |
|           | 6-2496  | Kolorowa taśma do opisywania | 12,5 mm   | pomarańczowy | 36 m      |
|           | 6-2499  | Kolorowa taśma do opisywania | 12,5 mm   | biały        | 54,9 m    |
|           | 6-2481  | Kolorowa taśma do opisywania | 19 mm     | biały        | 36 m      |
|           | 6-2484  | Kolorowa taśma do opisywania | 19 mm     | czerwony     | 36 m      |
|           | 6-2487  | Kolorowa taśma do opisywania | 19 mm     | żółty        | 36 m      |
|           | 6-2491  | Kolorowa taśma do opisywania | 19 mm     | zielony      | 36 m      |
|           | 6-2494  | Kolorowa taśma do opisywania | 19 mm     | niebieski    | 36 m      |
|           | 6-2497  | Kolorowa taśma do opisywania | 19 mm     | pomarańczowy | 36 m      |
|           | 6-2482  | Kolorowa taśma do opisywania | 25 mm     | biały        | 36 m      |
|           | 6-2485  | Kolorowa taśma do opisywania | 25 mm     | czerwony     | 36 m      |
|           | 6-2488  | Kolorowa taśma do opisywania | 25 mm     | żółty        | 36 m      |
|           | 6-2492  | Kolorowa taśma do opisywania | 25 mm     | zielony      | 36 m      |

|                                                                                   |        |                              |       |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------|--------------|------|
|  | 6-2495 | Kolorowa taśma do opisywania | 25 mm | niebieski    | 36 m |
|  | 6-2498 | Kolorowa taśma do opisywania | 25 mm | pomarańczowy | 36 m |

## Opis

Przeznaczone do szklanych i plastikowych naczyń laboratoryjnych, np. statywów, probówek itp. Przyklejają się do wszystkich czystych powierzchni, także tych z powłoką antyadhezyjną. Nie pozostawiają śladów po oderwaniu. Oznaczenia naniesione długopisem lub tuszem nie ulegają rozmazaniu. Odporne na wilgoć i rozpuszczalniki. Wytrzymałe na wielokrotne podgrzewanie oraz temperatury do -73°C.

**Śr. wewnętrzna:** 7,6 cm.

**Długość rolki:** 36 m.

Biała taśma **6-2499** ma szerokość **12,5 mm** oraz długość **54,9 m**.