



## Płyn do zmywarek neodisher<sup>®</sup> LaboClean FLA



Neodisher<sup>®</sup> LaboClean FLA to alkaliczny płyn do zmywarek o intensywnym działaniu czyszczącym. Zawiera alkalia i znaczne ilości substancji dyspergujących. Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych, związków fosforu i środków utleniających. Odpowiedni do szkła laboratoryjnego, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych i materiałów ceramicznych (w ograniczonym stopniu nadaje się do metali kolorowych i lekkich). Usuwa tłuszcze, oleje, skrobię, barwniki organiczne, drożdże, żywicę chmielową.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                    | Rodzaj pak. | Pojemność |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------|-----------|
|  | 1-6715  | Płyn do zmywarek neodisher LaboClean FLA | kanister    | 5,0 l     |
|  | 1-6716  | Płyn do zmywarek neodisher LaboClean FLA | kanister    | 10,0 l    |

### Opis

Neodisher<sup>®</sup> LaboClean FLA to alkaliczny płyn do zmywarek o intensywnym działaniu czyszczącym. Zawiera alkalia i znaczne ilości substancji dyspergujących. Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych, związków fosforu i środków utleniających. Odpowiedni do szkła laboratoryjnego, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych i materiałów ceramicznych (w ograniczonym stopniu nadaje się do metali kolorowych i lekkich). Neodisher<sup>®</sup> LaboClean FLA usuwa tłuszcze, oleje, skrobię, barwniki organiczne, drożdże, żywicę chmielową.

**Dozowanie:** 2-6 ml/l.

**Temperatura:** do 95°C.

**Zakres pH:** 11,5-11,9 pH.

Odpowiedni dla fizjologii, serologii, toksykologii i przemysłu.