



Szufelki ze stali szlachetnej



Szufelki wykonane ze stali szlachetnej Remanit 4301 (18/10). Łatwe w czyszczeniu. Powierzchnia polerowana na wysoki połysk. Autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość x średnica	Pojemność	Szt./Op.
	B-0691	Szufelka ze stali szlachetnej	100 x 50 mm	120 ml	1 szt.
	B-0692	Szufelka ze stali szlachetnej	150 x 75 mm	450 ml	1 szt.
	B-0693	Szufelka ze stali szlachetnej	200 x 100 mm	1000 ml	1 szt.
	B-0694	Szufelka ze stali szlachetnej	240 x 120 mm	1500 ml	1 szt.
	B-0695	Szufelka ze stali szlachetnej	250 x 150 mm	2500 ml	1 szt.
	B-0696	Zestaw 3 szufelek ze stali szlachetnej	-	120 ml, 450 ml, 1500 ml	3 szt.

Opis

Szufelki wykonane ze stali szlachetnej Remanit 4301 (18/10). Łatwe w czyszczeniu. Powierzchnia polerowana na wysoki połysk. Autoklawowalna.

Długości podane w tabeli liczone są bez rączki.

Zestaw składa się z 3 szufelek o różnych pojemnościach (nr art. B-0691, B-0692, B-0694).