



Szufelki farmaceutyczne ze stali wysokiej jakości V4A



Szufelki wykonane ze stali szlachetnej (V4A). Przeznaczone m.in. do poboru próbek farmaceutycznych. Łatwa w czyszczeniu. Powierzchnia polerowana. Nie posiadają spoin.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x długość
	7-0021	Szufelka wysokiej jakości	50 ml	38 x 110 mm
	7-0022	Szufelka wysokiej jakości	100 ml	50 x 180 mm
	7-0023	Szufelka wysokiej jakości	750 ml	95 x 330 mm
	7-0024	Szufelka wysokiej jakości	1100 ml	110 x 340 mm
	7-0025	Szufelka wysokiej jakości	1700 ml	135 x 355 mm
	7-0026	Szufelka wysokiej jakości	2500 ml	185 x 320 mm

Opis

Szufelki wykonane ze stali szlachetnej (V4A), wysoce odpornej na korozję. Idealnie nadają się do poboru prób w obszarze farmaceutycznym. Łatwe w czyszczeniu. Powierzchnia polerowana na wysoki połysk. Każda szufelka jest wykonana w jednej części, bez spoin.