



LABOTHERMOL[®] S

Bezbarwny olej silikonowy – płyn do przenoszenia ciepła. Przeznaczony do użytku w łaźniach olejowych lub w urządzeniach do określania temperatury topnienia. Stosowany do łagodnego ogrzewania i zapobiegania przegrzaniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-6070	Labothermol [®] S, 1 l

Opis

Bezbarwny olej silikonowy – płyn do przenoszenia ciepła. Przeznaczony do użytku w łaźniach olejowych lub w urządzeniach do określania temperatury topnienia. Stosowany do łagodnego ogrzewania i zapobiegania przegrzaniu.

Zakres stosowania: 0°C do +150°C, z dodatkiem stabilizatora.

Lepkość: przy 25°C: 1000 (cSt).

Temperatura zapłonu zgodnie z DIN 51 758: powyżej 250°C.