



Stojak na kolby



Stojaki na kolby wykonane z PP. Dopasowane do kolb o różnym kształcie: ze szpicem, kulistych oraz w kształcie gruszki. Pasują do kolb o pojemności od 10 do 500 ml. Stojaki można autoklawować w 121 °C. Dzięki wycięciom w ścianie bocznej stojaków możliwy jest podgląd zawartości kolb. Opakowanie zawiera 3 sztuki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Poj. kolby	Szt./Op.
	6-5000	Stojak na kolbę	10 ml	3 szt.
	6-5001	Stojak na kolbę	25 ml	3 szt.
	6-5002	Stojak na kolbę	50 ml	3 szt.
	6-5003	Stojak na kolbę	100 ml	3 szt.
	L-4335	Stojak na kolbę	250 ml	3 szt.
	L-4336	Stojak na kolbę	500 ml	3 szt.

Opis

Stojaki na kolby wykonane z polipropylenu (PP). Przystosowane do kolb o różnym kształcie: kulistych, ze szpicem oraz w kształcie gruszki. Lekko stożkowe dno posiada otwór zapewniający właściwe osadzenie naczynia. Szeroki trzon gwarantuje wysoką stabilność. Pasują do kolb o pojemności 10, 25, 50, 100, 250, 500 ml. Stojaki są autoklawowalne w 121 °C. Wycięcia w ścianie bocznej umożliwiają podgląd zawartości naczynia. Opakowanie zawiera 3 sztuki.