



Worki na odpady niebezpieczne BIOHAZARD, autoklawowalne



Worki na odpady wykonane z PP. Odporne na sterylizację parową do temp. 121°C. Mocne, wytrzymałe, przezroczyste. Po jednej stronie czerwone z czarnym nadrukiem BIOHAZARD. Wyprodukowane w USA. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Wymiary	Temperatura sterylizacji	Szt./Op.
	3-1042	Worki na odpady niebezpieczne BIOHAZARD, autoklawowalne (PP)	PP	30 x 61 cm	121°C	100 szt.
	3-1043	Worki na odpady niebezpieczne BIOHAZARD, autoklawowalne (PP)	PP	61 x 91 cm	121°C	100 szt.
	3-1047	Worki na odpady niebezpieczne BIOHAZARD, autoklawowalne (PP)	PP	61 x 76 cm	121°C	100 szt.

Opis

Worki na odpady wykonane z PP. Odporne na sterylizację parową do temp. 121°C. Mocne, wytrzymałe, przezroczyste. Po jednej stronie czerwone z czarnym nadrukiem BIOHAZARD. Wyprodukowane w USA. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Do stojaka stołowego **1-7028** pasują jedynie worki **3-1042** o wymiarze 30 x 61 cm.