



Worki Biohazard z HDPE na odpady, 50 x 80 cm

Worki wykonane z HDPE przeznaczone na odpady laboratoryjne. Posiadają oznaczenie Biohazard. Kolor naturalny. Podwójny zgrzew na spodzie. Do użytku w 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Szer. x dł.	Grubość	Szt./Op.
	P-1600	Worki Biohazard z HDPE na odpady - kolor naturalny	HDPE	500 x 800 mm	45 µm	100 szt.

Opis

Worki wykonane z HDPE przeznaczone na odpady laboratoryjne. Posiadają oznaczenie Biohazard. Kolor naturalny. Podwójny zgrzew na spodzie. Do użytku w 121°C.

Grubość folii: 45 µm

W czasie sterylizacji parowej worek powinien pozostać otwarty.

Zamknięcia należy zamawiać osobno.