



Statyw laboratoryjny - zestaw 13-częściowy



Kompletny statyw, w którym poszczególne części mogą być mocowane według zapotrzebowania. Stabilny i ciężki.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa |
|---|---------|--|
|  | 2-2288 | Statyw laboratoryjny - zestaw 13-częściowy |

Opis

Kompletny statyw, w którym poszczególne części mogą być mocowane według zapotrzebowania. Stabilny i ciężki. Zawiera następujące elementy:

- płyta statywu wykonana z powlekanej stali (wym.: 245 x 145 mm);
- pręt statywu ze stali szlachetnej (wym.: 720 x 12 mm);
- 3 podwójne mufki wykonane z aluminium (rozpiętość 15 mm);
- 3 uchwyty na lejki z aluminium pokrytego warstwą tworzywa sztucznego, w różnych rozmiarach;
- 1 uchwyt z aluminium na 2 biurety;
- 1 uchwyt na termometr;
- 3 dwupalczaste łapy wykonane z aluminium.