



Uchwyt stołowy do montowania pręta statywu

Uchwyt umożliwiający przytwierdzenie pręta statywu bezpośrednio do stołu laboratoryjnego lub blatu. Wykonany z aluminium lakierowanego proszkowo. Do prętów o średnicy maks. 13 mm i grubości blatu do 60 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-5034	Uchwyt stołowy do montowania pręta statywu o maks. śr. 13 mm

Opis

Uchwyt umożliwiający przytwierdzenie pręta statywu bezpośrednio do stołu laboratoryjnego lub blatu. Wykonany z aluminium lakierowanego proszkowo. Do prętów o średnicy maks. 13 mm i grubości blatu do 60 mm.