



Końcówki do pipet HTL w pudełkach



Wysokiej jakości końcówki w pudełkach, dedykowane do pipet HTL zostały wykonane z przejrzystego polipropylenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	B-4311	Końcówki do pipet HTL	0,5-10 µl	pudełko	10 x 96 szt.	301-03-102
	B-4312	Końcówki do pipet HTL - długie	0,5-10 µl	pudełko	10 x 96 szt.	301-22-102
	B-4313	Końcówki do pipet HTL	1-200 µl	pudełko	10 x 96 szt.	301-02-152
	B-4314	Końcówki do pipet HTL	1-300 µl	pudełko	10 x 96 szt.	301-16-102
	B-4315	Końcówki do pipet HTL	100-1000 µl	pudełko	10 x 100 szt.	301-01-302

Opis

Wysokiej jakości końcówki w pudełkach, dedykowane do pipet HTL zostały wykonane z przejrzystego polipropylenu. Specjalnie zaprojektowany, elastyczny kołnierz zapewnia szczelne dopasowanie końcówek do trzonów pipet różnych producentów. Końcówki pakowane są w zamykane pudełka, co gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo stosowania.

W przypadku końcówek o pojemności 0,5-10 µl, 1-200 µl oraz 1-300 µl pudełko zawiera 96 końcówek. Natomiast 1 pudełko końcówek o poj. 100-1000 µl zawiera 100 szt.

Końcówki typu mikro o poj. 0,5-10 µl dostępne są w dwóch wersjach: standardowej B-4311 oraz długiej B-4312.

Poza końcówkami pakowanymi w pudełka dostępne są również końcówki w [workach](#), w [pudełkach sterylnych](#) lub [zestaw wymiennych tacek](#), a także sterylne końcówki z filtrem.

Możliwość sterylizacji końcówek oraz pudełek w autoklawie w 121°C (15 min.)

Produkty w promocyjnej cenie mają krótki termin ważności.