



**Butelki laboratoryjne ze szkła Duran - gwint
 GLS80 - poj. 250 ml - 20 l**



Butelki laboratoryjne z szeroką szyją wykonane ze szkła Duran (duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna). Posiadają naniesioną skalę poglądową w kolorze białym. W zestawie z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
-----------	---------	-------	-----------	------------	-------	----------

Opis

Butelki laboratoryjne z szeroką szyją wykonane ze szkła Duran (duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna). Posiadają naniesioną skalę poglądową w kolorze białym. W zestawie z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym. Każda butelka posiada naniesiony ośmiocyfrowy kod tzw. Retrace Code, czyli numer pozwalający ustalić dokładną partię produkcji oraz otrzymać od producenta certyfikat jakości i certyfikat serii. Możliwość autoklawowania do 20 minut w 140°C (zakrętka musi być dokręcona maksymalnie na jeden obrót). Gwint GLS 80 umożliwia wygodne i szybkie napełnianie oraz opróżnianie.