



## Rękawice nitrylowe nitrylex<sup>®</sup> basic - bezpudrowe

MERCATORMEDICAL

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Posiadają właściwości antystatyczne. Przyjazne dla skóry – posiadają ograniczoną do minimum zawartość akceleratorów wulkanizacji. Teksturowana powierzchnia na końcach palców.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                        | Typ        | Powierzchnia       | Rozmiar | Kolor       | Szt./Op. |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|-------------|----------|
|           | P-4111  | Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> basic - jednorazowe | bezpudrowe | teksturowane palce | XS      | atramentowe | 100 szt. |
|           | P-4112  | Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> basic - jednorazowe | bezpudrowe | teksturowane palce | S       | atramentowe | 100 szt. |
|           | P-4113  | Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> basic - jednorazowe | bezpudrowe | teksturowane palce | M       | atramentowe | 100 szt. |
|           | P-4114  | Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> basic - jednorazowe | bezpudrowe | teksturowane palce | L       | atramentowe | 100 szt. |
|           | P-4115  | Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> basic - jednorazowe | bezpudrowe | teksturowane palce | XL      | atramentowe | 100 szt. |

### Opis

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry – posiadają ograniczoną do minimum zawartość akceleratorów wulkanizacji. Teksturowana powierzchnia na końcach palców. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń. Posiadają właściwości antystatyczne.

Przebadane zgodnie z normą **EN 374** (ochrona przed mikroorganizmami i odporność na środki chemiczne), jak również zgodnie z normą **EN 388** (odporność na ścieranie, przecięcie, rozdzieranie, przekłucie).

Rękawice nitrylex<sup>®</sup> classic posiadają oznaczenie **CE** i są zgodne z:

- dyrektywą nr **93/42/EWG** - klasa I - wyrób medyczny,
- dyrektywą nr **89/686/EWG** - kategoria III - środek ochrony indywidualnej.

**Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.):** 125 x 230 x 55 mm.

**Kolor:** atramentowe.