



Pojemniki kartonowe do utylizacji odpadów szklanych



Kartonowy pojemnik do składowania i utylizowania odpadów szklanych (uszkodzone kolby, zlewki, probówki itp.). Wykonane z wytrzymałego grubego kartonu. Wyłożone workiem z PE o gr. 50 μ m. Oznakowane ostrzegawczymi nadrukami w czterech językach (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim). Dwa rozmiary do wyboru: większy do ustawienia na podłodze, mniejszy, podręczny – na blat lub stół laboratoryjny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Maks. obciążenie	Szt./Op.
	B-4510	Pojemniki do utylizacji odpadów szklanych - duże	30 x 30 x 69 cm	18 kg	6 szt.
	B-4511	Pojemniki do utylizacji odpadów szklanych - małe	20 x 20 x 25 cm	5,5 kg	6 szt.

Opis

Pudełko do bezpiecznego składowania i utylizowania odpadów szklanych (uszkodzone naczynia laboratoryjne itp.). Wykonane z grubego kartonu. Wyłożone workiem z PE o grubości 50 μ m. Oznakowane ostrzegawczymi nadrukami w czterech językach (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim). Dostępne w dwóch praktycznych rozmiarach: większy do ustawienia na podłodze, mniejszy, podręczny – na blat lub stół laboratoryjny