



Lejki laboratoryjne

Lejki wykonane ze szkła borokrzemowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Śr. szyjki	Długość
	S-1341	Lejek laboratoryjny szklany	40 mm	7 mm	40 mm
	S-1342	Lejek laboratoryjny szklany	50 mm	7 mm	50 mm
	S-1343	Lejek laboratoryjny szklany	60 mm	8 mm	60 mm
	S-1344	Lejek laboratoryjny szklany	75 mm	9 mm	75 mm
	S-1345	Lejek laboratoryjny szklany	90 mm	11 mm	90 mm
	S-1346	Lejek laboratoryjny szklany	120 mm	15 mm	120 mm
	S-1347	Lejek laboratoryjny szklany	150 mm	17 mm	150 mm

Opis

Lejki wykonane ze szkła borokrzemowego.