



Otwieracz do puszek

Przydatny również w laboratorium. Wysoka jakość. Polerowane uchwyty ze stali szlachetnej 18/10. Część robocza chromowana na wysoki połysk.

Długość: 20 cm.

Ciężar: 250 g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-3001	Otwieracz do puszek

Opis

Przydatny również w laboratorium. Wysoka jakość. Polerowane uchwyty ze stali szlachetnej 18/10. Część robocza chromowana na wysoki połysk.

Długość: 20 cm.

Ciężar: 250 g.