

Akcesoria do wytrząsarki IKA Vortex 3

	K-1732	Standardowa nasadka (dostarczana w zestawie z wytrząsarką Vortex 3) VG 3.1 Możliwość pracy poprzez nacisk na nasadkę lub pracy ciągłej.
	K-1733	Nasadka do obsługi jedną ręką, okrągła, o śr. 88 mm, z gumową podkładką VG 3.2 Możliwość pracy poprzez nacisk na nasadkę lub pracy ciągłej.
	K-1734	Uniwersalna nasadka do mocowania różnych wkładów do probówek i płytek, o śr. 150 mm, z gumową podkładką VG 3.3 Możliwość pracy poprzez nacisk na nasadkę lub pracy ciągłej.
	K-1780	Uchwyt do kolb Erlenmeyera o poj. od 100 do 250 ml VG 3.36 (do stosowania wyłącznie z nasadką VG 3.3) Możliwość pracy ciągłej.
	K-1781	Wkład na 54 probówki typu Eppendorf VG 3.31 (do stosowania wyłącznie z nasadką VG 3.3) Możliwość pracy ciągłej.



K-1782

Wkład na 18 probówek o śr. 10 mm
 VG 3.32 (do stosowania wyłącznie
 z nasadką VG 3.3)
 Możliwość pracy ciągłej.



K-1783

Wkład na 12 probówek o śr. 12 mm
 VG 3.33 (do stosowania wyłącznie
 z nasadką VG 3.3)
 Możliwość pracy ciągłej.



K-1784

Wkład na 8 probówek o śr. 16 mm
 VG 3.34 (do stosowania wyłącznie
 z nasadką VG 3.3)
 Możliwość pracy ciągłej.



K-1785

Wkład na 8 probówek o śr. 20 mm
 VG 3.35 (do stosowania wyłącznie
 z nasadką VG 3.3)
 Możliwość pracy ciągłej.



K-1786

Wkład na 1 płytkę mikrotitracyjną
 VG 3.37 (do stosowania wyłącznie
 z nasadką VG 3.3)
 Możliwość pracy ciągłej.