

Tabela kompatybilności filtrów Safe-Cone z pipetami Sartorius-Biohit

Nr-Art. filtrów	Średnica filtra	Kompatybilne pipety jednokanałowe	Kompatybilne pipety wielokanałowe
K-9549	1,83 mm	mLine 2-20 µl (K-3828), Proline Plus 2-20 µl (K-3845), Proline Plus o stałej poj. 20 µl (K-3863)	Proline Plus 5-50 µl, 50-300 µl
K-9545 K-9550	2,51 mm	eLine 5-120 µl (K-3802, K-3803), mLine 10-100 µl (K-3829), Proline Plus 10-100 µl (K-3846), Proline Plus o stałej pojemności 25 µl, 50 µl, 100 µl (K-3864, K-3865, K-3866), Proline 2-20 µl, Proline 5-50 µl, Proline o stałej poj. 20 µl, 25 µl, 50 µl	eLine 5-120 µl (K-3813, K-3814, K-3820, K-3821), mLine 10-100 µl, Proline Plus 10-100 µl (K-3852, K-3855)
K-9546 K-9551	3,15 mm	eLine 10-300 µl (K-3804, K-3805), mLine 20-200 µl (K-3828), Proline Plus 20-200 µl (K-3847), Proline Plus o stałej poj. 200 µl (K-3867), Proline 10-100 ml, Proline 20-200 µl, Proline o stałej poj. 100 µl, 200 µl	eLine 10-300 µl (K-3814, K-3815), mLine 30-300 µl (K-3836), Proline Plus 30-300 µl (K-3853, K-3856)
K-9547 K-9552	5,33 mm	eLine 50-1000 µl (K-3806, K-3807), eLine 100-5000 µl (K-3808, K-3809), mLine 100-1000 µl (K-3831), Proline Plus o stałej poj. 250 µl, 500 µl, 1000 µl (K-3868, K-3869, K-3870), Proline Electronic 10-50 µl, 50-1000 µl, 50-1200 µl, 1000-5000 µl, Proline 100-1000 µl, Proline o stałej pojemności 250 µl, 500 µl, 1000 µl	Proline Electronic 50-1200 µl
K-9548 K-9553	6,73 mm	mLine 500-5000 µl (K-3832), mLine 1000-10000 µl (K-3833), Proline Plus 500-5000 µl (K-3849), Proline Plus 1000-10000 µl (K-3850), Proline Plus o stałej poj. 2000 µl, 5000 µl, 10000 µl (K-3871, K-3872, K-3873), Proline 1000-5000 µl, Proline o stałej pojemności 2000 µl, 5000 µl	-