



Materiały zużywalne do PCR i materiały do szczelnego zamykania



PCR-Cooler

Zapomnij o niestabilnych statywach i pojemnikach z lodem zajmujących miejsce na stole. Statywy do PCR nadają się idealnie do bezpiecznego transportowania i przechowywania, a PCR-Cooler to świetne rozwiązanie do utrzymywania niskiej temperatury próbek podczas przygotowywania PCR, bez użycia lodu. Obsługuje probówki do PCR 0,2 mL i 0,5 mL oraz płytki do PCR 96-dołkowe.

Informacje dotyczące zamawiania

Opis	Nr zamówienia
Zestaw startowy PCR-Cooler 0,2 mL, 1 różowy, 1 niebieski	3881000015
PCR-Cooler 0,2 mL, Różowy	3881000023
PCR-Cooler 0,2 mL, Niebieski	3881000031



PCR-Rack

Praca z wieloma probówkami lub paskami do PCR na raz może być uciążliwa. Statywy do PCR Eppendorf znacząco ułatwiają pracę z wieloma probówkami i paskami do PCR 0,1, 0,2 i 0,5 mL na raz. Statywy można ustawiać piętrowo, przechowywać w temperaturze do -90 °C i autoklawować.

Informacje dotyczące zamawiania

Opis	Nr zamówienia
PCR-Rack, kolory mieszane, 10 szt.	0030124545



PCR films & foils

Filmy i folie do PCR Eppendorf zapewniają skuteczne hermetyczne zamknięcie płytek, które chroni próbki używane do PCR podczas wykonywania cykli temperaturowych i przechowywania. Uszczelnienia do płytek PCR mają wysoką odporność chemiczną i są testowane pod względem odporności na różne substancje używane w laboratoriach. Dostępne są specjalistyczne zamknięcia o optymalnych właściwościach optycznych, minimalizujące straty sygnału podczas qPCR.

Informacje dotyczące zamawiania

Opis	Nr zamówienia
Eppendorf Heat Sealing Film, PCR clean, 100 szt.	0030127838
Eppendorf Heat Sealing Foil, PCR clean, 100 szt.	0030127854
Eppendorf PCR Film, samoprzylepna, PCR clean, 100 szt.	0030127781
Eppendorf PCR Foil, samoprzylepna, PCR clean, 100 szt.	0030127790
Masterclear® real-time Film do PCR, samoprzylepna, PCR clean, 100 szt.	0030132947